



Jak používat Váš

Rēd Comb

LED světelná péče o pokožku hlavy

Než začnete

- Vlasy by měly být suché a rozčesané.
- Pro snadnější a rovnoměrné použití rozdělte vlasy přibližně do 4–6 sekcí.

Technika česání

1. SEKCE

Vyberte jednu část vlasů a ostatní vlasy odhrňte stranou tak, aby byla pokožka hlavy dobře přístupná.

2. POZICE

Umístěte zuby hřebenu přímo k pokožce hlavy. Ved'te zařízení tak, aby byly LED zdroje během používání v blízkosti pokožky.

3. PLYNULÝ POHYB

Pomalými a plynulými tahy ved'te hřeben po vybrané části pokožky hlavy. Postupujte systematicky tak, abyste rovnoměrně pokryli celou vybranou oblast.

4. OPAKUJTE

Pokračujte další sekcí, dokud neprojdete celou požadovanou oblast pokožky hlavy.

Délka použití

- Přibližně 2–3 minuty na jednu sekci
- Celková délka jedné relace přibližně 10–15 minut
- Dodržujte dobu a frekvenci používání uvedenou v návodu k použití

Výběr režimu

ČERVENÉ: viditelné červené LED světlo
DRUHÝ SVĚTELNÝ REŽIM: podle specifikace konkrétního zařízení

KOMBINACE: současné použití dostupných světelných režimů, pokud tuto funkci zařízení podporuje

Frekvence

- Zařad'te Rēd Comb do své pravidelné hair-care a wellness rutiny.
- Používejte v souladu s doporučenou frekvencí uvedenou v návodu
- Dodržujte doporučenou délku jedné relace
- Nepřekračujte pokyny výrobce pro frekvenci a dobu používání

Co můžete očekávat

Rēd Comb nabízí jednoduchý způsob, jak zařadit LED světelnou péči do pravidelné rutiny zaměřené na pokožku hlavy. Pravidelné používání vám pomůže vytvořit konzistentní hair-care rutinu a věnovat jednotlivým oblastem pokožky hlavy rovnoměrnou péči.

Vhodné pro

- Pravidelnou světelnou péči o pokožku hlavy
- Domácí hair-care a wellness rutinu
- Pohodlné použití na jednotlivých oblastech pokožky hlavy
- Salony, spa a profesionální wellness provozy

Důležité informace

- Rēd Comb je určen pro kosmetickou, wellness a osobní světelnou péči.
- Používejte zařízení pouze způsobem uvedeným v návodu k použití.
- Nepoužívejte zařízení na podrážděné, poraněné nebo jinak problematické pokožce bez vhodné odborné konzultace.
- Pokud během používání zaznamenáte neočekávanou nebo nepříjemnou reakci, používání přerušete.

Tipy

- Používejte na suché a rozčesané vlasy.
- Rozdělení vlasů do sekcí usnadní rovnoměrné použití.
- Zařízení ved'te pomalu a bez nadměrného tlaku.
- Po použití pokračujte ve své běžné hair-care rutině.
- Zařízení po použití očistěte podle pokynů uvedených v návodu.